

smiths medical cadd®



CADD®- medicatiecassette- reservoirs met flow-stop-free- flowbescherming

Veilige, eenvoudige, slimme
en beveiligde ambulante
infusietherapie



Veilig

Verkrijgbaar met NRFit™-connectors
die compatibel zijn met ISO 80369-6
Elimineer zakspikes om het spiken van
verkeerde medicatie te voorkomen

Eenvoudig

Geïntegreerde free-flowbescherming met
flowstopfunctie

Slim

Cassette-opties met meerdere kleuren
voor specifieke therapieën helpen
het risico van medicatiefouten te
verminderen

Beveiligd

Duurzame stoot- en fraudebestendige
reservoirs worden rechtstreeks aan
de CADD®-pompen bevestigd voor
beveiliging van medicatie

Ambulant

Het kleine en lichte systeem bevordert
de mobiliteit van de patiënt, voor betere
klinische resultaten

Een volledig ambulant medicatietoedieningssysteem

In combinatie met de CADD®-infusiepompen vormen de CADD™-cassettereservoirs en CADD®-uitbreidingssets een volledig ambulant medicatietoedieningssysteem

CADD™-medicatiecassettereservoirs van 250 ml

- Voor een medicatie-inhoud van maximaal 250 mL
- Eenvoudig te vullen
- Verlaag het risico van free-flow van medicatie met de geïntegreerde flowstopveiligheidsfunctie



1 De cassette kan worden geopend voor eenvoudig vullen



2 De zak kan eenvoudig worden gemanipuleerd voor luchtverwijdering



3 De cassette klikt dicht om de medicatiezak in de behuizing vast te zetten



Flowstop-free-flowbescherming met een handig blauw klemmetje

- Een op de set geïntegreerde veiligheidsfunctie waarmee free-flow van vloeistoffen wordt voorkomen
- Blauwe klem geplaatst = vloeistofpad is open voor primen
- Blauwe klem verwijderd = vloeistofpad is gesloten totdat dit op de CADD®-pomp wordt aangesloten
- Groene knop ingedrukt = vloeistofpad is open voor primen

Vullen



Het medicatiecassettereservoir kan gemakkelijk worden gevuld terwijl het blauwe flowstopklemmetje op zijn plaats blijft

Het vloeistofpad afsluiten



Verwijder het blauwe klemmetje om het vloeistofpad af te sluiten

Het vloeistofpad openen



Druk op de groene knop om het vloeistofpad te openen

Ga voor meer informatie naar onze website op www.smiths-medical.com

IN CANADA EN ANDERE LANDEN ZIJN DE BESCHREVEN PRODUCTEN MOGELIJK NIET TOEGELATEN OF BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA: 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

Smiths Medical Nederland B.V.
Jagersbosstraat 28
5241 JT Rosmalen
Tel: +31 (0)73 528 50 50
Email: nederland@smiths-medical.com

Smiths Medical Belgium N.V.
Pegasuslaan 5
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 704 49 00
Email: belgium@smiths-medical.com

EC Authorized Representative
Smiths Medical International
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford Kent, TN25 4BF
Tel: +44 (0)845 850 0445

MPAUC-1771

CE Rx
0086 ONLY

smiths medical

Lokale adresgegevens vindt u op: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical maakt deel uit van de wereldwijde technologische bedrijvengroep Smith Group plc. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/bedieningshandleiding voor een volledige lijst van indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. CADD en het logo van Smiths Medical zijn handelsmerken van Smiths Medical. Het symbool © geeft aan dat het handelsmerk bij het Amerikaanse patenten- en handelsmerkenkantoor en in bepaalde andere landen gedeponeerd is. ©2019 Smiths Medical. Alle rechten voorbehouden. IN193100NL-072019