

smiths medical  
bringing technology to life



## シャープセーフ

針刺し事故を防ぐための廃棄システム



# シャープセーフ — 針刺し事故を防ぐための廃棄システム —

■容器は耐貫通性です(英国規格BS7320に準拠)。廃棄・回収・運搬・最終処理に至るまで針刺し事故を防止します。

■容器は簡単に組み立てることができ、安全のため一度組み立てたら外れない構造になっています。

| 品番     | 品名           | 機能  |        |    |      | 固定器具  |       | 外形寸法(mm) |     |     | 梱包サイズ(mm) |     |     | 販売単位 | 特長   |
|--------|--------------|-----|--------|----|------|-------|-------|----------|-----|-----|-----------|-----|-----|------|--|
|        |              | 針外し | キャップ立て | 内蓋 | ハンドル | カート用  | スタンド  | W        | L   | H   | W         | L   | H   |      |  |
| HSS1   | シャープセーフ 1L   | ●   | ●      |    |      |       | オプション | 100      | 80  | 190 | 542       | 292 | 523 | 100  | ベッドサイドでの注射や採血後の針の廃棄に適しています。オプションのトレイ(TR01)に固定することで、転倒を防止できます。                          |
| HSS014 | シャープセーフ 1.4L | ●   |        |    |      | オプション | オプション | 110      | 110 | 190 | 690       | 354 | 408 | 72   | 持ち運びに適したタイプです。容器の高さを確保してあるので、長さのある鋭利器材が廃棄できます。   |
| HSS3   | シャープセーフ 3L   | ●   | ●      | ●  | ●    | オプション |       | 190      | 120 | 220 | 610       | 400 | 375 | 50   | オプションのカート用フックブラケット(HB3)と組み合わせて使用することで、カートで持ち運びができます。また、トレイ(TR01)に固定することで、転倒を防止できます。    |
| HSS4   | シャープセーフ 4L   | ●   | ●      | ●  | ●    | オプション |       | 180      | 180 | 220 | 827       | 397 | 363 | 40   | オプションのポールマウントブラケット(PB046)と組み合わせて使用することで、カートのポールに固定できます。容器が転倒した場合、中身が飛散しないように内蓋がついています。 |
| HSS6   | シャープセーフ 6L   | ●   | ●      | ●  | ●    | オプション |       | 180      | 180 | 310 | 887       | 397 | 358 | 40   |  |
| HSS13  | シャープセーフ 13L  | ●   |        | ●  | ●    |       |       | 280      | 180 | 320 | 595       | 415 | 545 | 24   | 投入口が広く、注射針・注射器だけでなく、他の感染性廃棄物にも対応できるタイプです。  |
| HSS21L | シャープセーフ 21L  |     |        |    | ●    |       |       | 330      | 320 | 410 | 495       | 405 | 625 | 10   |  |

※未滅菌・単回使用 ※廃棄量は容器の下から7分目を目安としてください。 ※材質はポリプロピレンです。

## オプション

| 品番     | 品名                         | 容器サイズ | 販売単位 |
|--------|----------------------------|-------|------|
| TR01   | シャープセーフトレイ(1L用)            | 1L/3L | 10   |
| HST014 | シャープセーフスタンド(1.4L用)         | 1.4L  | 20   |
| HB014  | シャープセーフカート用ブラケット(1.4L用)    | 1.4L  | 20   |
| HB3    | シャープセーフカート用ブラケット(3L用)      | 3L    | 10   |
| HB046  | シャープセーフカート用ブラケット(4/6L用)    | 4L/6L | 10   |
| PB046  | シャープセーフポールマウントブラケット(4/6L用) | 4L/6L | 20   |

## シャープセーフ製品の組み立ておよび使用後のロック方法

### 1.4L 用

上蓋  
シールの貼ってある前面

**組み立て方法**  
① 平らな場所で四隅がカチッというまでしっかり押し込みます。

### 1,3,4,6,13,21L 用

上蓋  
ハンドル

**組み立て方法**  
① ハンドルと上蓋が逆になるようにセットします。  
② 平らな場所で四隅がカチッというまでしっかり押し込みます。  
※上蓋が邪魔な場合は、外に倒すとフックで固定できます。

**使用後のロック方法**  
上蓋をカチッというまで押し込みます。最後に容器がロックされていることを確認します。  
※一度閉じた蓋は二度と開きません。このまま廃棄物処理法および院内マニュアルに基づいて廃棄してください。



[www.smiths-medical.com/jp/](http://www.smiths-medical.com/jp/)

改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。ご使用前に、添付文書、取扱説明書など、製品付随資料を必ずお読みください。

販売業者  
スミスメディカル・ジャパン株式会社  
〒107-0052 東京都港区赤坂 7-1-1  
お問い合わせ先：0120-582-855 受注センター

MKOMCA-1004

smiths medical

Smiths Medical is part of the global technology business Smiths Group plc. Please see the Instructions for Use/Operator's Manual for a complete listing of the indications, contraindications, warnings and precautions. Smiths brand names (used in document's text), Smiths trade names (used in document's text) and the Smiths Medical and design marks (logos used in document) are trademarks of Smiths Medical. The symbol © indicates the trademark is registered in the U.S. Patent and Trademark Office and certain other countries. All other names and marks mentioned are the trademarks or service marks of their respective owners. ©2017 Smiths Medical. All rights reserved. SS195453JA-072017 1204302-2017074000IB01aeh