

smiths medical cadd®



Serbatoi a cassetta per farmaco CADD™ con protezione da flusso libero e arresto del flusso

Sicurezza, semplicità,
intelligenza e protezione per
la terapia di infusione
portatile



SICUREZZA

Disponibili con connettori NRFit™ compatibili con ISO 80369-6 Senza perforatori sacca per prevenire la foratura del farmaco sbagliato

SEMPLICITÀ

Protezione da flusso libero integrata con arresto del flusso

INTELLIGENZA

Cassette disponibili in diversi colori per terapie specifiche aiutano a ridurre il rischio di errori legati al farmaco

PROTEZIONE

Serbatoi resistenti a urti e danneggiamenti, racchiusi all'interno delle pompe CADD per la protezione del farmaco

PORTATILE

Sistema piccolo e leggero che favorisce la mobilità del paziente per migliorare i risultati clinici

Un sistema completo per l'erogazione portatile del farmaco

Insieme alle pompe per infusione CADD®, ai serbatoi a cassetta per farmaco CADD™ e ai set di prolunga CADD®, forniscono un sistema completo per l'erogazione portatile del farmaco


SERBATOI A CASSETTA PER FARMACO CADD™ DA 250 ML

- Contengono fino a 250 mL di farmaco
- Facili da riempire
- Grazie alla funzione di sicurezza integrata di arresto del flusso, riducono il rischio di flusso libero di farmaco



PROTEZIONE DA FLUSSO LIBERO E ARRESTO DEL FLUSSO CON UN SEMPLICE TOCCO DELLA CLIP

- Una funzione di sicurezza integrata nel set che previene il flusso libero di fluidi
- Clip blu rimossa = percorso del fluido chiuso fino a quando non viene attivato dalla pompa CADD®
- Pulsante verde premuto = percorso del fluido aperto per consentire l'adescamento
- Clip blu in posizione = percorso del fluido aperto per consentire l'adescamento



Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito web all'indirizzo www.smiths-medical.com

IL PRODOTTO O I PRODOTTI DESCRITTI POTREBBERO NON ESSERE CONCESSI IN LICENZA O NON ESSERE DISPONIBILI PER LA VENDITA IN CANADA E IN ALTRI PAESI

Smiths Medical Italia
Via della stazione, 2
04013 Latina Scalo (LT)
tel. +39 0773 40841
www.smiths-medical.com

MPAUC-1771

Le informazioni sui contatti locali sono disponibili all'indirizzo: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

smiths medical

Smiths Medical è parte dell'azienda globale di prodotti tecnologici Smiths Group plc. Consultare le Istruzioni per l'uso o il Manuale dell'operatore per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni. CADD e il logo Smiths Medical sono marchi di fabbrica di Smiths Medical. Il simbolo © indica che il marchio è depositato presso l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti d'America e di altri paesi. ©2018 Smiths Medical. Tutti i diritti riservati. IN193100IT-022018