


ポーテックス 酸素療法関連製品

Airway Management



マスク



チューブ



アクセサリ



[www.smiths-medical.com/jp/](http://www.smiths-medical.com/jp/)

改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。  
ご使用前に、添付文書、取扱説明書など、製品付随資料を必ずお読みください。

製造販売業者  
スミスメディカル・ジャパン株式会社  
〒107-0052 東京都港区赤坂 7-1-1  
お問い合わせ先：0120-582-855 受注センター

MHYTCA-1271

smiths medical

Smiths Medical is part of the global technology business Smiths Group plc. Please see the Instructions for Use/Operator's Manual for a complete listing of the indications, contraindications, warnings and precautions. Smiths brand names (used in document's text), Smiths trade names (used in document's text) and the Smiths Medical and design marks (logos used in document) are trademarks of Smiths Medical. The symbol ® indicates the trademark is registered in the U.S. Patent and Trademark Office and certain other countries. All other names and marks mentioned are the trademarks or service marks of their respective owners. ©2018 Smiths Medical. All rights reserved. RE194365JA-042018. 0110002-2018044000CL01aee

### 高濃度酸素マスク



- スリーインワン型は非再呼吸タイプ、部分再呼吸タイプ、中濃度タイプの3種類の使い分けができるマスクです。
- 天然ゴムは使用していません。

品番	品名	販売単位
001123	高濃度酸素マスク スリーインワン 成人用 酸素チューブ付	25個/箱

酸素流量 (L/分)	吸入酸素濃度		
	中濃度タイプ	中高濃度タイプ (部分再呼吸)	高濃度タイプ (非再呼吸)
5~6	約40%	—	—
6~7	約50%	約40%	約60%
7~8	約60%	約50%	約70%
8~10	—	約70%	約80%
10~12	—	約90%	約90%

販売名: 高濃度酸素マスク  
認証番号: 226AIBZX00032000

呼吸酸素濃度は患者の呼吸の状態により大きく変化します。  
左記の吸入酸素濃度はあくまでも目安です。

### エアゾールマスク



- マスク部は透明なビニル素材なので、患者の状態が観察しやすくなっています。
- 顔にフィットしやすいノーズクリップ付です。
- 内径22mmの蛇管に接続できるコネクタ付です。
- 天然ゴムは使用していません。

品番	品名	販売単位
001126	エアゾールマスク 成人用	50個/箱
001176	エアゾールマスク 小児用	25個/箱

販売名: 酸素療法マスク  
認証番号: 226AIBZX00031000

### トラキマスク



- マスク部は透明なビニル素材なので、患者の状態が観察しやすくなっています。
- 内径22mmの蛇管に接続できるコネクタ付です。
- 吸引用ポートとコネクタはそれぞれ回転させることができます。
- 天然ゴムは使用していません。

品番	品名	販売単位
001305	トラキマスク 成人用	50個/箱

販売名: 気管切開用トラキマスク  
認証番号: 226AIBZX00030000

### 中濃度酸素マスク



- マスク部は透明なビニル素材なので、患者の状態が観察しやすくなっています。
- 顔にフィットしやすいノーズクリップ付です。
- 天然ゴムは使用していません。

品番	品名	販売単位
001121	中濃度酸素マスク 成人用 酸素チューブ付	25個/箱
001171	中濃度酸素マスク 小児用 酸素チューブ付	50個/箱

販売名: 酸素療法マスク  
認証番号: 226AIBZX00031000

### フェイス TENT



- マスク部は透明なビニル素材なので、患者の状態が観察しやすくなっています。
- 内径22mmの蛇管に接続できるコネクタ付です。
- 天然ゴムは使用していません。

品番	品名	販売単位
001190	フェイス TENT 成人用	1個/箱

販売名: 酸素療法マスク  
認証番号: 226AIBZX00031000


### S ウェーブカット蛇管



品番	品名	販売単位
001860	S ウェーブ カット蛇管 183cm	50個/箱
001861	S ウェーブ カット蛇管 152cm	50個/箱

販売名: S ウェーブ カット蛇管  
承認番号: 22000BZX01125000

### 酸素チューブ



- チューブは折れや閉塞しにくいスタールーメン構造になっています。



品番	品名	販売単位
001203	酸素チューブ 2.1m	50個/箱

販売名: 酸素供給用チューブ  
認証番号: 226AIBZX00033000

### ドレナージバッグ Tコネクタ付



- 加温加湿時に蓄積する復水を回収します。

品番	品名	販売単位
001274	ドレナージバッグ Tコネクタ付	50個/箱

販売名: ウォータートラップドレナージバッグ  
届出番号: 13BIX10107000055

### コネクタ



品番	品名	規格・サイズ	販売単位
100/255/150	ダブル回転コネクタ *4	15mm O.D./15mm I.D.	10個/箱
225-3507-800	L型クリアーエルボー *5	22mm O.D., 15mm I.D./15mm O.D.	10個/箱
001575	トラキTアダプタ *6	22mm O.D./22mm O.D./22mm O.D., 15mm I.D.	50個/箱

\*4 販売名: カテーテルマウント  
認証番号: 20200BZY00661000

\*5 販売名: PORTEX-麻酔回路セット  
承認番号: 21700BZY00320000

\*6 販売名: PORTEX-呼吸回路  
承認番号: 22100BZX00952000

### 酸素カニューレ



- 柔軟なビニル素材でできています。
- オーバーザイヤ型です。
- フレアカーブチップは鼻孔粘膜への刺激を少なくするため柔らかく湾曲させてあります。
- チューブは折れや閉塞しにくいスタールーメン構造になっています。

品番	品名	販売単位
001289	酸素カニューレフレアカーブチップ 酸素チューブ付 成人用	50個/箱
001261	酸素カニューレノンフレアチップ 酸素チューブ付 乳幼児用	50個/箱

販売名: 経鼻酸素カニューレ  
認証番号: 226AIBZX00034000

### カテーテルマウント・フレックスチューブ



品番	品名	滅菌状態	販売単位
100/594/000	カテーテルマウント 回転コネクタ付 *1	滅菌	10個/箱
100/590/000	カテーテルマウント 回転コネクタなし *1	滅菌	20個/箱
65-68-130	ダブルスイベルカテーテルマウント(リユーズブル) *2	未滅菌	10個/箱
002837	フレックスチューブ *3	未滅菌	50個/箱

\*1 販売名: カテーテルマウント  
認証番号: 20200BZY00661000

\*2 販売名: VBMダブルスイベル・カテーテルマウント  
承認番号: 22000BZX01160000

\*3 販売名: PORTEX-呼吸回路  
承認番号: 22100BZX00952000