


smiths medical
portex®



**BIVONA® NEONATALE
OG PÆDIATRISKE
BLUE LINE ULTRA®
PÆDIATRISKE
TRACHEOSTOMITUBER**

Hvert åndedræt tæller




BIVONA® NEONATALE OG PÆDIATRISKE BLUE LINE ULTRA® PÆDIATRISKE TRACHEOSTOMITUBER

HVERT ÅNDEDRÆT TÆLLER

Vi tilbyder et komplet program af tracheostomituber i silicone og PVC (polyvinylchlorid), der opfylder ethvert behov hos neonatale og pædiatriske patienter i hospitals- eller andre behandlingsmæssige miljøer.

- Første intubering til dekanylering – Bivona® tracheostomituber i silicone er ideelle til den første intubering, indtil patienten er klar til dekanylering. Tuberne er designet med henblik på at beskytte den tracheale anatomi og reducere tracheostomirelaterede tryksår
- Økonomiske fordele – Bivona® siliconetuber kan genbearbejdes,* hvorved deres levetid forlænges på hospitalet og for patienter, der bliver behandlet i andre kliniske omgivelser
- Omkostningseffektive – Blue Line Ultra® PVC-tuber er ideelle som omkostningseffektive PVC- eller midlertidige MR-sikre tuber til "første intubering"
- Bivona® og Blue Line Ultra® tracheostomituber fremstilles uden DEHP blødgørere



BIVONA® NEONATALE OG PÆDIATRISKE TUBER

- Silicone
- Spiralforstærkede, forhindrer okklusion af tuben
- MR - konditionelle
- Fremstilles uden DEHP blødgørere
- FlexTend™ TTS™
- TTS™ (tight to shaft) cuff
- Hyperflex™
- Aire-Cuf™
- Fome-Cuf™
- Mulighed for tilpasning
- Uden cuff



BLUE LINE ULTRA® PÆDIATRISKE TUBER

- PVC
- Ingen spiralforstærkning
- MR-sikre
- Røntgenfaste
- Fremstilles uden DEHP blødgørere
- Lige distal ende
- Letter indføring uden obturator i forbindelse med akut tubeudskiftning
- Uden cuff

* Der henvises til brugsanvisningen, der følger med produktet.



For yderligere information, se venligst www.smiths-medical.com

DET ELLER DE BESKREVNE PRODUKTER ER MULIGVIS IKKE GODKENDT TIL ELLER TILGÆNGELIGE TIL SALG I CANADA OG ANDRE LANDE

Smiths Medical Danmark ApS
Ørestads Boulevard 73
2300 København S, DANMARK
Tel: +45 70272090
www.smiths-medical.com

Lokale kontaktoplysninger findes på: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical er en del af den globale teknologivirksomhed Smiths Group plc. Se brugsanvisningen/brugervejledningen angående en komplet liste over indikationer, kontraindikationer, advarsler og forsigtighedsregler. Portex, Bivona, Blue Line Ultra og designmærket Smiths Medical er varemærke, der tilhører Smiths Medical. Symbolet © angiver, at varemærket er registreret hos det amerikanske patentkontor og i visse andre lande. Alle andre nævnte navne og mærker er varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere. Referenceproduktet er CE-mærket. ©2018 Smiths Medical. Alle rettigheder forbeholdes. TR194499DA-0320018

MPAUC-1612

**Rx
ONLY**

smiths medical